

Emballage katalog

Dette katalog indeholder billeder og beskrivelser af de forskellige emballager og faremærkninger vi anvender hos SMOKA



Indhold

Plastfad med spændelåg	2
Plasttromle	2
Plastfad	2
Pakkespand	2
Vermiculite	3
Plastdunk	3
Fass-4-fad	3
Kviksølvboks	3
Kanylebøtte	4
Skårspand	4
Papkasse til	4
Papkasse til klinisk risikoaffald	4
Affaldssæk	4
Innerliner	5
Blå boks	5
Rød boks	5
240/660 liter container	5
Palletank	5
Lyskildecontainer	5
Faremærkninger	6



Plastfad med
spændelåg
200 liter
120 liter
60 liter
30 liter

Plastfade er til fast affald og affald i småemballage. Fx: Oliefiltre, laboratorieaffald, syrer, baser og bekæmpelsesmidler. Plastfadet er X-godkendt og kan benyttes til farligt gods.



Plasttromle
200 liter
100 liter

Plasttromler er beregnet til flydende affald. Fx: Diesel-/fyringsolie, benzin, køle-/smøremidler, organiske opløsningsmidler, fremkalder/fixer. Plasttromlen er X-godkendt.



Plastfad
6 liter
3,3 liter
1,3 liter

Plastfade anvendes til små mængder farligt affald. Plastfadet er X-godkendt.



Pakkespand
6 liter
10 liter
20 liter

Pakkespande anvendes blandt andet til at sikre utætte små emballager, inden de pakkes i den ydre emballage. Pakkespande er Y-godkendt.



Vermiculite
100 liter

Vermiculite er et inert pakkemateriale, hvilket vil sige, at det hverken er opløseligt eller brændbart eller på nogen måde fysisk- eller kemisk reaktivt.



Plastdunk
5 liter
10 liter
20 liter
25 liter

Plastdunke er beregnet til flydende affald. Fx: Affald fra laboratorier, diesel-/fyringsolie, benzin, køle-/smøremidler, opløsningsmidler, syrer og baser. Plastdunken er X-godkendt.



Fass-4-fad
30 eller 60 liter

Fass-4-fade til klinisk risikoaffald. Plastspanden kan anvendes som ydre emballage til mindre emballager med klinisk risikoaffald. Plastspanden er Y-godkendt.



Kviksølvboks
1,4 liter
0,4 liter

Kviksølvbokse med skruelåg. Fx til amalgamaffald og tænder. Kviksølvboksen er Y-godkendt.



Kanylebøtte
2,0 liter
0,5 liter

Kanylebøtter med
kanyleafriver i
låget.
Kanylebøtten er
Y-godkendt.



Skårspand
21,0 liter
11,0 liter
5,0 liter

Skårspande med
kanyleafriver i
låget.
Skårspanden er
Y-godkendt.



Papkasse til
medicinrester
50 liter

Papkasser er til
medicinrester.
Papkassen har
innerliner og er
ikke UN-
godkendt.



Papkasse til
klinisk
risikoaffald
50 liter

Kasser til klinisk
risikoaffald,
herunder
bøtter/bokse med
stikkende/skære
nde genstande.
Kasse til klinisk
risikoaffald har
innerliner og er
Y-godkendt.



Affaldssæk
100 liter
240 liter
660 liter

Affaldssæk/innerl
iner.
100 liter til
medicinrester.
240/660 liter
benyttes til foring
af containere.



Innerliner
21 liter
42 liter

Gennemsigtig innerliner. Benyttes som foring af røde bokse.



Blå boks
21 liter
42 liter



Rød boks
21 liter
42 liter

Den røde miljøboks er den mest udbredte metode til indsamling af farligt affald i haveboliger.



240/660 liter
container

660 liters containerne er velegnede til fast farligt affald, som fx: Oliefiltre, andet fast olieholdigt affald, maling, trykfarve, aftørningsklude og spraydåser.



Palletank
750 liter

Palletanken er beregnet til uorganisk affald, fx saltsyre, svovlsyre, galvaniske bade og bejdsesyrer.



Lyskildecontainer
(kan lejes)

Lyskildecontaineren er velegnet til indsamling og opbevaring af lyskilder af enhver art.



Faremærkninger

Kontakt SMOKA ved specielle ønsker
Tlf. 33223237
E-mail: smoka@smoka.dk